

**SIRINGHE CON AGO TERUMO 2,5 ml - 22GX1/2" -  
SS02S22381 - sterili conf. 100 pz.**



**SIRINGHE TERUMO® CON AGO - STERILI**

- Codice TERUMO®: SS\*02SE22381
- Capacità: 2,5 ml
- Ago assemblato: 22Gx1 1/2" - 0,7x38 mm
- Minimo vendita: conf. da 100

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento.

Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox.

Senza lattice.

Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.

Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT , TR, RU.