

## **SIRINGHE CON AGO TERUMO 3 ml - 21GX1/2" - MDSS03S2138E - sterili conf. 100 pz.**



### **SIRINGHE TERUMO® CON AGO - STERILI**

- Codice TERUMO®: MDSS03S2138E
- Capacità: 3 ml
- Ago assemblato: 21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm
- Minimo vendita: conf. da 100

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento.

Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox.

Senza lattice.

Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.

Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

Le siringhe Terumo da 3 ml con ago sterile sono dispositivi medici monouso progettati per garantire precisione, sicurezza e affidabilità nelle procedure di aspirazione e iniezione di liquidi. Grazie alla qualità costruttiva del marchio Terumo, queste siringhe sono ampiamente utilizzate in ospedali, ambulatori, studi medici e strutture sanitarie.

Il dispositivo è dotato di ago assemblato 21G x 1½" (0,8 x 38 mm), progettato per offrire un inserimento preciso e controllato. La siringa è realizzata con materiali di alta qualità come polipropilene e masterbatch, mentre la cannula è in acciaio inox, garantendo resistenza e affidabilità durante l'utilizzo.

Il corpo trasparente della siringa consente una chiara visualizzazione del contenuto e delle eventuali bolle d'aria, facilitando il dosaggio accurato dei liquidi. Le graduazioni ben visibili permettono di effettuare misurazioni precise durante la somministrazione o l'aspirazione.

Queste siringhe sono sterili e prive di lattice, caratteristica che le rende adatte anche per pazienti sensibili o allergici al lattice. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato con farmaci prelevati da flaconi multidose o monodose e per la somministrazione di soluzioni o prelievi di liquidi biologici.

La confezione include 100 siringhe sterili, rendendola ideale per l'utilizzo professionale con consumo frequente.

### **Caratteristiche principali:**

- Capacità: 3 ml
- Ago assemblato 21G x 1½" (0,8 x 38 mm)
- Materiale siringa: polipropilene
- Cannula in acciaio inox
- Sterili e monouso
- Senza lattice

- Corpo trasparente con graduazione precisa
  - Confezione da 100 pezzi
- 

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Qual è la capacità della siringa?**

*La siringa ha una capacità di 3 ml.*

### **Che tipo di ago è incluso?**

*È dotata di ago assemblato 21G × 1½" (0,8 × 38 mm).*

### **Le siringhe sono sterili?**

*Sì, sono sterili e monouso.*

### **Contengono lattice?**

*No, sono prive di lattice.*

### **Quante siringhe contiene la confezione?**

*La confezione contiene 100 siringhe sterili.*

### **In quali ambiti vengono utilizzate?**

*Sono utilizzate in ambito sanitario per aspirazione e iniezione di liquidi.*

Siringhe Terumo 3 ml con ago 21G sterili monouso senza lattice.

Confezione da 100 pezzi ideali per ambulatori, ospedali e uso sanitario professionale.