

SIRINGHE CON AGO TERUMO 10 ml - 21GX1/2" - MDSS10S2138E - sterili conf. 100 pz.



SIRINGHE CON AGO TERUMO 10 ml

SIRINGHE TERUMO® CON AGO - STERILI

- Codice TERUMO®: MDSS10S2138E
- Capacità: 10 ml
- Ago assemblato: 21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm
- Minimo vendita: conf. da 100

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento.

Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox.

Senza lattice.

Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.

Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT , TR, RU.

Le siringhe con ago Terumo 10 ml sono dispositivi monouso destinati all'impiego professionale in ambito medico, sanitario e assistenziale.

Progettate per consentire un utilizzo pratico e controllato, permettono una gestione precisa durante le operazioni di aspirazione e somministrazione. La struttura trasparente facilita la visualizzazione del contenuto, mentre lo scorrimento regolare dello stantuffo contribuisce a rendere agevoli le operazioni quotidiane.

Le siringhe Terumo rappresentano una soluzione adatta a ospedali, cliniche, ambulatori, studi medici e strutture sanitarie, dove affidabilità e praticità sono aspetti fondamentali nell'attività quotidiana.

FAQ - Domande Frequenti

Le siringhe Terumo sono fornite con ago?

Sì, questo modello viene fornito completo di ago.

Le siringhe sono monouso?

Sì, sono dispositivi destinati al singolo utilizzo.

Per quali contesti sono indicate?

Sono indicate per l'impiego professionale in ospedali, cliniche, ambulatori, studi medici e altre strutture sanitarie.

La siringa permette di vedere facilmente il contenuto?

Sì, il corpo trasparente facilita il controllo visivo del contenuto durante l'utilizzo.

Siringhe con ago Terumo 10 ml sterili e monouso, indicate per l'impiego professionale in ospedali, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie.