

SIRINGHE CON AGO TERUMO 1 ml - 25GX5/8" Luer insulina - MDSS01S2516E - sterili conf. 100 pz.



SIRINGHE TERUMO® CON AGO - STERILI

- LUER TUBERCOLINA
- Codice TERUMO®: MDSS01S2516E
- Capacità: 1 ml
- Ago assemblato: 25Gx5/8" - 0,5x16 mm
- Minimo vendita: conf. da 100

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento.

Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox.

Senza lattice.

Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.

Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.

Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT , TR, RU.