

RUOTE FRONTALI 20 cm per 43203/4 COMODA ELITE 200



RUOTE FRONTALI 20 cm per 43203/4 COMODA ELITE 200

Ruota anteriore di ricambio [comoda elite](#) Ø 20cm

Le ruote frontali diametro 20 cm per [Comoda Elite 200](#) sono ricambi progettati per ripristinare la corretta funzionalità della carrozzina comoda in caso di usura o danneggiamento delle ruote originali.

Con un diametro di 20 cm, consentono di mantenere le caratteristiche di scorrimento e manovrabilità previste per la [Comoda Elite 200](#). La struttura della ruota è realizzata per offrire stabilità durante gli spostamenti e un utilizzo pratico sia in ambiente domestico sia all'interno di strutture assistenziali e sanitarie.

Questo ricambio è indicato per interventi di manutenzione della carrozzina, permettendo di sostituire le ruote anteriori senza dover sostituire l'intero ausilio.

Prima dell'acquisto è consigliato verificare il codice e il modello della Comoda Elite 200 per assicurarsi della corretta compatibilità del ricambio.

FAQ - Domande Frequenti

Qual è il diametro della ruota?

La ruota frontale ha un diametro di 20 cm.

Con quale modello è compatibile?

È indicata come ricambio per la [Comoda Elite 200](#) cod. 43203/4.

Si tratta di una ruota anteriore o posteriore?

È una ruota anteriore di ricambio.

Quando è consigliabile sostituire la ruota?

La sostituzione è indicata quando la ruota originale presenta usura, danneggiamenti o problemi che compromettono il corretto scorrimento della carrozzina.

Ruote frontali diametro 20 cm di ricambio per [Comoda Elite 200](#) cod. 43203/4, indicate per sostituire le ruote anteriori usurate o danneggiate.