

## **CINTURA ADDOMINALE PER comode/carrozzine**



CINTURE UNIVERSALI PER POLTRONE, COMODE, CARROZZINE

- **CINTURA ADDOMINALE LINEA SMART**

Cintura addominale imbottita per evitare che il paziente seduto sulla carrozzina scivoli in avanti.

Dotate di due cinghie di propilene nere (altezza 5 cm), regolabili fino a 100 cm.

Chiusura a clip di sicurezza sganciabile con una sola mano.

La cintura pettorale ha due robuste bretelle regolabili.

Lavabili a 30°.

Dimensioni cintura addominale: 48xh 15 cm, lunghezza max. regolabile: 248 cm.

Made in Italy.