

## **CINTURA CON STRAPPO per comode/carrozzine**



CINTURE UNIVERSALI PER POLTRONE, COMODE, CARROZZINE

- CINTURA PETTORALE LINEA SMART

Cintura pettorale imbottita per evitare che il paziente seduto sulla carrozzina scivoli in avanti.

Dotate di due cinghie di propilene nere (altezza 5 cm), regolabili fino a 100 cm.

Chiusura a clip di sicurezza sganciabile con una sola mano.

La cintura pettorale ha due robuste bretelle regolabili.

Lavabili a 30°.

Dimensioni cintura pettorale: 60xh 37 cm, lunghezza max. regolabile: 260 cm.

Made in Italy.