

CARROZZINA DA TRANSITO - 46 cm



CARROZZINA TRANSIT - seduta 46 cm - tessuto nero

- struttura a doppio incrocio
 - braccioli fissi, imbottitura PVC
 - poggiatesta fissi, pedana alzabile, cinghia per gambe
 - ruote anteriori solide 15 cm
 - ruote posteriori pneumatiche 30 cm
 - freni bloccaggio su ruote posteriori
 - freni manuali su ruote posteriori
 - schienale pieghevole
 - tasca sul retro
-
- Larghezza complessiva: 63 cm
 - Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: -

- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 53 cm
- Diametro ruota anteriore: 15 cm
- Altezza del piano seduta: 49 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 91 cm
- Lunghezza totale: -
- Profondità seduta: -
- Altezza dello schienale: -
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 76 x 30 x 76 cm
- Peso netto: 14 kg
- Peso lordo: 16,3 kg