

## **CARROZZINA ALLUMINIO QUEEN - azzurra**



CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto azzurro

- struttura a doppio incrocio
- ultra leggera di soli 9,5 kg
- braccioli fissi imbottiti
- poggipiedi alzabili con cinta per gambe
- rotelle anteriori solide (15 cm)
- ruote posteriori pneumatiche (30 cm)
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole

Ampia tasca sul retro

- Larghezza complessiva: 60 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 29,5 cm

- Larghezza seduta: 46 cm
- Diametro ruota posteriore: 30 cm
- Diametro ruota anteriore: 15 cm
- Altezza del piano seduta: 48 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 90 cm
- Lunghezza totale: 100 cm
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 71 x 28 x 72 cm
- Peso netto: 9,5 kg
- Peso lordo: 11 kg