

CARROZZINA OXFORD - 43 cm



CARROZZINA OXFORD - 43 cm - tessuto nero

- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori pneumatiche Ø 61 cm, corrimano in acciaio cromato, rilascio rapido
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- braccioli alzabili imbottiti
- poggipiedi staccabili, pedana alzabile, cinto gambe

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE

- Larghezza complessiva: 60 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 26,5 cm
- Larghezza seduta: 43 cm

- Diametro ruota posteriore: 61 cm
- Diametro ruota anteriore: 20 cm
- Altezza del piano seduta: 50 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 91 cm
- Lunghezza totale: 103 cm
- Profondità seduta: 40 cm
- Altezza dello schienale: 44 cm
- Portata massima: 120 kg
- Dimensioni imballo: 82 x 27 x 93 cm
- Peso netto: 18 kg
- Peso lordo: 20 kg