


SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI



SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

Sedia idraulica in acciaio ideale per trasferire il paziente dal letto alla toilette, alla doccia o altrove.

Include 3 sedute intercambiabili:

- seduta comoda fissa utilizzabile con o senza bacinella WC estraibile
- seduta in plastica estraibile per doccia
- seduta con cuscino morbido removibile. La seduta per doccia e la seduta con cuscino morbido possono essere all'occorrenza smontate, garantendo così igiene e pulizia
- apertura e chiusura a 180° facilitate, flessibilità di movimento
- sollevamento idraulico regolabile fino a 15 cm
- portata: 125 kg

- rotelle anteriori pivottanti con freno, rotelle posteriori unidirezionali che impediscono lo scivolamento della sedia a causa del centro di gravità instabile degli utilizzatori colpiti da paralisi.

Dimensioni imballo: 79x63x33 cm.

Dimensioni seduta: 48x37xh 42-57cm

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la sedia idraulica per trasferimento pazienti?

Serve per facilitare il trasferimento di persone con mobilità ridotta tra letto, bagno, doccia e altre aree.

La sedia è regolabile in altezza?

Sì, dispone di sollevamento idraulico regolabile fino a 15 cm.

Può essere utilizzata sotto la doccia?

Sì, include una seduta specifica in plastica per utilizzo in doccia.

Qual è la portata massima?

La struttura supporta utenti fino a 125 kg.

Le ruote sono dotate di freno?

Sì, le ruote anteriori sono piroettanti con freno per una maggiore sicurezza.

Sedia idraulica per trasferimento pazienti con sollevamento regolabile, sedute intercambiabili e struttura professionale per assistenza sanitaria e domiciliare.