

COMODINO IN LEGNO ad altezza regolabile per codici 27672/3



COMODINO IN LEGNO - altezza regolabile, vassoio reclinabile

Prodotto in legno laminato di qualità.

Particolarmente funzionale: con cassetto, 2 ante (utilizzabili da entrambi i lati) e vassoio laterale regolabile in altezza (73-100 cm) e reclinabile a 90°.

Misure: 50 x 33 x h 85 cm.

Vassoio laterale: 58 x 33 cm.

4 ruote girevoli (2 bloccabili).

Bordi in ABS.