

## **COMODINO IN LEGNO con vassoio estraibile per codici 27672/3**



COMODINO IN LEGNO - vassoio estraibile

Prodotto in legno laminato di qualità.

Particolarmente funzionale: con cassetto, 2 ante (utilizzabili da entrambi i lati) e vassoio laterale regolabile in altezza (73-100 cm) e oscillante.

Misure: 50 x 33 x h 85 cm.

Vassoio laterale: 72 x 36 cm.

4 ruote girevoli (2 bloccabili).

Bordi in ABS.