

MATERASSO - 190x80x12 cm - densità 30kg/mc



Materasso 190x80x12 cm Densità 30 kg/m³

Materasso in schiuma di poliuretano, densità 30 kg/mc.

Il Materasso 190x80x12 cm con densità 30 kg/m³ è progettato per offrire un supporto stabile e confortevole durante la degenza in strutture sanitarie, RSA, case di cura e assistenza domiciliare. Grazie alla sua struttura in schiuma di poliuretano espanso, rappresenta una soluzione pratica e resistente per letti ospedalieri e da degenza.

Le dimensioni 190 × 80 × 12 cm lo rendono compatibile con la maggior parte dei letti medicali standard. La densità di 30 kg/m³ garantisce un buon equilibrio tra sostegno, comfort e durata nel tempo, contribuendo a distribuire il peso dell'utilizzatore in modo uniforme.

Il materasso è indicato per un utilizzo quotidiano in contesti assistenziali dove sono richieste affidabilità, praticità e facilità di gestione.

FAQ - Domande Frequenti

Quali sono le dimensioni del materasso?

Le dimensioni sono 190 × 80 × 12 cm.

Di quale materiale è composto?

È realizzato in schiuma di poliuretano espanso.

Qual è la densità della schiuma?

Il materasso ha una densità di 30 kg/m³.

Per quali letti è adatto?

È compatibile con la maggior parte dei letti ospedalieri e da degenza di dimensioni standard.

È indicato per strutture sanitarie?

Sì, è una soluzione ideale per ospedali, RSA, case di riposo, ambulatori e assistenza domiciliare.

Materasso in poliuretano 190x80x12 cm con densità 30 kg/m³.

Ideale per letti ospedalieri e da degenza, offre comfort, sostegno e resistenza per uso sanitario e assistenziale.

- Dimensioni: 190 x 80 x h 12 cm