

MATERASSO ANTIDECUBITO 195x85x14 cm



MATERASSO ANTIDECUBITO 195x85x14 cm mod. DAMA

Materasso in poliuretano espanso, densità 30 kg/mc.

Ignifugo e privo di lattice.

Antibatterico, ipoallergenico e antimicotico.

Autoclavabile a 135 °C.

Il materasso antidecubito 195x85x14 cm è progettato per offrire un supporto adeguato alle persone costrette a trascorrere lunghi periodi a letto, contribuendo alla prevenzione delle problematiche legate alla pressione prolungata sulla cute.

Realizzato in poliuretano espanso con densità di 30 kg/m³, presenta una superficie lavorata con struttura a elementi che favorisce una distribuzione più uniforme del peso corporeo e

migliora il comfort durante la permanenza a letto.

Le dimensioni di 195 × 85 × 14 cm lo rendono adatto all'impiego su letti compatibili in ambito domiciliare, assistenziale e sanitario. Il materiale è ignifugo e privo di lattice, caratteristica particolarmente utile negli ambienti in cui sono richiesti specifici requisiti di sicurezza e igiene.

Il materasso antidecubito è inoltre antibatterico, ipoallergenico e antimicotico. La possibilità di trattamento in autoclave fino a 135 °C ne facilita la gestione igienica in contesti professionali e assistenziali.

FAQ - Domande Frequenti

Quali sono le dimensioni del materasso antidecubito?

Il materasso misura 195 × 85 × 14 cm.

Di quale materiale è realizzato?

È realizzato in poliuretano espanso con densità di 30 kg/m³.

Il materasso contiene lattice?

No, il materasso è privo di lattice.

Può essere trattato in autoclave?

Sì, il materasso è autoclavabile fino a 135 °C.

Materasso antidecubito 195x85x14 cm in poliuretano espanso, ignifugo e senza lattice, antibatterico, ipoallergenico e autoclavabile.