

CINTURA DI SICUREZZA L-XL 80-122 cm - movimento singolo



CINTURE DI FISSAGGIO AL LETTO

- Cintura movimento singolo
- Taglia: L-XL
- Circonferenza cm: 80-122

Cinture di sicurezza 100% cotone per controllare i pazienti allettati.

1chiusura di sicurezza che può essere sbloccata con un'apposita chiave magnetica.

Consentono il movimento singolo per spostare il paziente in posizione supina.

Lavabili a 90°

Altezza delle cinture 21 cm.

Made in Italy.