

## **CINTURA DI SICUREZZA L-XL 80-122 cm - movimento doppio**



### **CINTURE DI FISSAGGIO AL LETTO**

- Cintura movimento doppio
- Taglia: L-XL
- Circonferenza cm: 80-122

Cinture di sicurezza 100% cotone per controllare i pazienti allettati.

3 chiusure di sicurezza che possono essere sbloccate con un'apposita chiave magnetica.

Consentono il movimento doppio per spostare il paziente in posizione supina o laterale.

Lavabili a 95°

Altezza delle cinture 21 cm.

Made in Italy.