

LETTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - 3 manovre - con ruote



LETTO OSPEDALIERO 4 SNODI - 3 manovre - altezza variabile - rotelle

Letti ospedalieri manuali con 4 snodi regolabili mediante 3 manovre.

Testiera e pediera in PP dotate di rotelle ammortizzatrici Ø 65 mm, per evitare collisioni.

Piattaforma materasso in PP suddivisa in 4 sezioni con fissaggio materasso integrato.

Parti in plastica e verniciatura epossidica.

Sponde

Sponde laterali in lega di alluminio, 6 sbarre, ribaltabili e con bloccaggio di sicurezza

Rotelle

4 rotelle Ø 12,7 cm

Fissaggio materasso

Fissaggio materasso integrato nella piattaforma su entrambi i lati (sezioni schiena e gambe), con un'asse di 33 mm di altezza

Asta portaflebo

Asta portaflebo in acciaio inox, portata 15 kg

Dimensioni: 2130x995 mm

Altezza: regolabile 420-730 mm

Piattaforma materasso: 1925x900 mm

Portata max: 200 kg

Movimento: 3 manovelle

Regolazione schienale: 0-70° ($\pm 5^\circ$)

Regolazione poggiamambe: 0-38° ($\pm 5^\circ$)