


PORTACARTELLA A3 IN PVC - 43x32 cm



PORTACARTELLA A3 IN PVC 43x32 cm - bianco

Gancio universale per fissaggio al letto.

Ideale per la privacy: cartelle pazienti non visibili.

Portacartella A3 in PVC 43x32 cm per Letti di Degenza

Il Portacartella A3 in PVC 43x32 cm è un accessorio pratico e resistente progettato per il fissaggio alle sponde dei letti di degenza, consentendo di custodire in modo ordinato e riservato la documentazione clinica del paziente.

Realizzato in PVC rigido di colore bianco, offre un'elevata resistenza all'utilizzo quotidiano in ospedali, cliniche, RSA, case di cura e strutture sanitarie. Il formato 43 x 32 cm è ideale per contenere cartelle cliniche e documentazione in formato A3.

Grazie al gancio universale, il portacartella può essere installato rapidamente sulla maggior parte dei letti ospedalieri senza necessità di utensili. La struttura protegge i documenti da piegature e contribuisce a mantenere la privacy del paziente, evitando che le informazioni siano immediatamente visibili.

È una soluzione semplice ma indispensabile per migliorare l'organizzazione del reparto e facilitare il lavoro del personale sanitario.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve il portacartella A3?

Serve a conservare la cartella clinica del paziente direttamente sul letto di degenza.

Quali sono le dimensioni?

Misura 43 × 32 cm, adatto per documenti in formato A3.

Il supporto è compatibile con tutti i letti?

Dispone di un gancio universale progettato per adattarsi alla maggior parte dei letti ospedalieri.

In quale materiale è realizzato?

È costruito in PVC rigido, resistente e facilmente igienizzabile.

È indicato per strutture sanitarie?

Sì, è ideale per ospedali, cliniche, RSA, case di cura e reparti di degenza.

Portacartella A3 in PVC 43x32 cm con gancio universale per letti di degenza.

Ideale per custodire cartelle cliniche e garantire ordine e privacy nelle strutture sanitarie.