


## **TAPPETINO ASSORBENTE IMPERMEABILE PRETAGLIATO 90 x 90 cm conf. 70 pz.**



### **TAPPETINI ASSORBENTI PRE-TAGLIATI**

- Dimensioni: 90 x 90 cm
- Assorbenza: 1.700 ml/m<sup>2</sup>

### **TAPPETINO ANTISCIVOLO IMPERMEABILE E ASSORBENTE BLU PER PAVIMENTI**

Tappetini pretagliati da collocare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavabo della presala operatoria per trattenere i liquidi che possono cadere sul pavimento.

Hanno un'elevata capacità assorbente e una velocità di assorbenza ottimale.

Distribuiscono il liquido assorbito secondo il principio della capillarità e lo mantengono nella loro struttura interna, evitando il sollevamento della superficie.

La speciale pellicola sul lato inferiore blocca il tappetino sul pavimento e lo tiene fermo senza richiedere l'uso di sostanze adesive che potrebbero lasciare tracce di collante sul pavimento.

I tappetini aderiscono perfettamente al terreno, evitando il rischio di incidenti.