


TAPPETINO ASSORBENTE IMPERMEABILE PRETAGLIATO 90 x 250 cm conf. 20 pz.



TAPPETINI ASSORBENTI PRE-TAGLIATI

- Dimensioni: 90 x 250 cm
- Assorbenza: 1.700 ml/m²

TAPPETINO ANTISCIVOLO IMPERMEABILE E ASSORBENTE BLU PER PAVIMENTI

Tappetini pretagliati da collocare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavabo della presala operatoria per trattenere i liquidi che possono cadere sul pavimento.

Hanno un'elevata capacità assorbente e una velocità di assorbimento ottimale.

Distribuiscono il liquido assorbito secondo il principio della capillarità e lo mantengono nella loro struttura interna, evitando il sollevamento della superficie.

La speciale pellicola sul lato inferiore blocca il tappetino sul pavimento e lo tiene fermo senza richiedere l'uso di sostanze adesive che potrebbero lasciare tracce di collante sul pavimento.

I tappetini aderiscono perfettamente al terreno, evitando il rischio di incidenti.