

## **ROTOLO ASSORBENTE IMPERMEABILE 90cmx50m - 1.700 ml/m2**



Rotoli assorbenti da ritagliare secondo le proprie necessità.

- Dimensioni: 90 cm x 50 m
- Assorbenza: 1.700 ml/m2

Tappetini in rotolo da collocare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavabo della presala operatoria per trattenere i liquidi che possono cadere sul pavimento.

Hanno un'elevata capacità assorbente e una velocità di assorbenza ottimale.

Distribuiscono il liquido assorbito secondo il principio della capillarità e lo mantengono nella loro struttura interna, evitando il sollevamento della superficie.

La speciale pellicola sul lato inferiore blocca il tappetino sul pavimento e lo tiene fermo senza richiedere l'uso di sostanze adesive che potrebbero lasciare tracce di collante sul pavimento.

I tappetini aderiscono perfettamente al terreno, evitando il rischio di incidenti.