

**SALVIETTE ASSORBENTI TNT 45g - 30x40 cm -
piegate conf. 1400 pz.**



Salviettine assorbenti in TNT da utilizzare in ambito sanitario, medico e igienico.

Fabbricate in polpa di legno, PES, Spunbond PP.

- Modello: liscio - piegato
- Misure: 30 x 40 cm (Precisione misure $\pm 5\%$)
- Peso: 45/50 g
- Minimo di vendita: 1400 pz. (28 confezioni da 50 pezzi)

Made in Italy.