

## **SALVIETTINE POLITENATE 33x45 cm - lilla conf. 500 pz.**



SALVIETTINE RIPIEGATE - confezioni da 500 pz.

Salviettine 1+1 (1 strato in cellulosa + 1 strato in polietilene)

- Salviettine 33x45 cm - lilla

Salviettine ripiegate pretrattate, composte da 1 strato in pura cellulosa su 1 strato di polietilene.

Alta assorbenza e resistenza all'acqua per assicurare un notevole confort.

Made in Italy.