

**SALVIETTINE POLITENATE 33x45 cm - arancioni conf.  
500 pz.**



SALVIETTINE RIPIEGATE - confezioni da 500 pz.

Salviette 1+1 (1 strato in cellulosa + 1 strato in polietilene)

- Salviette 33x45 cm - arancio

Salviette ripiegate pretrattate, composte da 1 strato in pura cellulosa su 1 strato di polietilene.

Alta assorbenza e resistenza all'acqua per assicurare un notevole confort.

Made in Italy.