

**SALVIETTINE POLITENATE 33x45 cm - verdino conf.
500 pz.**



SALVIETTINE RPIEGATE - confezioni da 500 pz.

Salviettine 2+1 (2 strati in cellulosa + 1 strato in polietilene)

- Salviettine 33x45 cm - verde

Salviettine ripiegate pretrattate, composte da 2 strati in pura cellulosa parzialmente laminate con 1 strato di polietilene.

Alta assorbenza e resistenza all'acqua per assicurare un notevole confort.

Made in Italy.