

**SALVIETTINE POLITENATE 33x45 cm - bianche conf.
500 pz.**



SALVIETTINE RPIEGATE - confezioni da 500 pz.

Salviette 2+1 (2 strati in cellulosa + 1 strato in polietilene)

- Salviette 33x45 cm - bianco

Salviette ripiegate pretrattate, composte da 2 strati in pura cellulosa parzialmente laminate con 1 strato di polietilene.

Alta assorbenza e resistenza all'acqua per assicurare un notevole confort.

Made in Italy.