

ROTOLO DI POLIETILENE GOFFRATO - 68 m x 50 cm - azzurro conf. 6 pz.



LENZUOLINI PER LETTINI

- Materiale: Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene
- Colore: azzurro
- Strati: 12 g/m2 polietilene
- Peso: 23 g/m2
- Lunghezza: 68 m
- Altezza: 50 cm
- Numero fogli: 178
- Strappi: 38 cm
- Rotoli per scatola: 6

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta

di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

Made in Italy.