



**ROTOLO DI POLIETILENE GOFFRATO - 100 m x 60 cm**  
**- bianco conf. 6 pz.**



**LENZUOLINI PER LETTINI**

- Materiale: Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene
- Colore: bianco
- Strati: 7 g/m2 polietilene
- Peso: 22 g/m2
- Lunghezza: 100 m
- Altezza: 60 cm
- Numero fogli: 263
- Strappi: 38 cm

- Rotoli per scatola: 6

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

Made in Italy.