

LETTINO VISITA MEDICA - verniciato - grigio



LETTINO VISITA MEDICA - verniciato - grigio

Ideale per studio medico o piccoli ambulatori.

Facile da montare seguendo le istruzioni allegate (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE).

Fornito con materassino.

Composto di due parti: la prima parte fissa di dimensioni: 131x62xh 6 cm e la seconda parte, che si può inclinare e fissare in più posizioni, di dimensioni: 51x62xh 6 cm

Portata massima: 120 kg.

- Peso netto: 26,4 kg.
- Fornito smontato (173x16x74 cm).
- Schienale regolabile da 0° a 55° in diverse posizioni
- Rivestimento ignifugo in due sezioni, lavabile, in finta pelle
- Made in Italy.

Questo lettino da visita medica è una soluzione professionale progettata per l'allestimento di studi medici, ambulatori e strutture sanitarie, dove è necessario disporre di un piano stabile e confortevole per la visita e l'esame del paziente.

La struttura è realizzata in metallo verniciato, una configurazione pensata per garantire solidità durante l'utilizzo quotidiano e allo stesso tempo mantenere un design semplice e funzionale, facilmente integrabile negli ambienti sanitari professionali.

Il lettino è composto da due sezioni: una parte principale fissa e uno schienale regolabile. La sezione fissa misura 131 × 62 × 6 cm, mentre lo schienale misura 51 × 62 × 6 cm e può essere inclinato e bloccato in diverse posizioni.

La possibilità di modificare l'inclinazione dello schienale consente di adattare il lettino alle differenti esigenze durante la visita, permettendo di posizionare il paziente in maniera più appropriata in funzione dell'esame o della procedura da effettuare.

Il sistema di regolazione dello schienale permette un'inclinazione da 0° a 55°, offrendo quindi la possibilità di passare dalla posizione completamente distesa a una posizione con busto sollevato.

Il piano presenta un rivestimento ignifugo in finta pelle, suddiviso nelle due sezioni del lettino. La superficie è lavabile, caratteristica particolarmente importante in un ambiente sanitario dove pulizia e manutenzione frequente delle superfici rappresentano esigenze quotidiane.

Il lettino presenta una portata massima dichiarata di 120 kg e un peso netto di circa 26,4 kg. La struttura è quindi pensata per un utilizzo professionale stabile, mantenendo dimensioni adatte anche a studi e ambulatori nei quali è necessario ottimizzare gli spazi disponibili.

Il prodotto viene fornito smontato in un imballo di circa 173 × 16 × 74 cm, facilitandone il trasporto prima dell'installazione. Il montaggio consente di ottenere una struttura essenziale, priva di elementi superflui e destinata specificamente alla visita del paziente.

La colorazione grigia del rivestimento, abbinata alla struttura verniciata, conferisce al lettino un aspetto sobrio e professionale, adatto sia ad ambienti sanitari tradizionali sia a studi medici moderni.

Il lettino visita medica verniciato grigio rappresenta quindi una soluzione pratica per chi cerca un lettino da ambulatorio con schienale regolabile, superficie lavabile e struttura metallica, adatto alle normali attività di visita ed esame del paziente.

Prodotto Made in Italy.

FAQ - Domande Frequenti

Il lettino visita medica ha lo schienale regolabile?

Sì. Lo schienale può essere inclinato e bloccato in diverse posizioni, con una regolazione indicativa da 0° a 55°.

Qual è la portata massima del lettino?

La portata massima dichiarata è di 120 kg.

Il rivestimento del lettino è lavabile?

Sì. Il lettino presenta un rivestimento ignifugo in finta pelle lavabile, adatto alla pulizia richiesta negli ambienti professionali e sanitari.

Il lettino viene consegnato già montato?

No. Il prodotto viene fornito smontato e deve essere assemblato prima dell'utilizzo.

Lettino visita medica verniciato grigio con schienale regolabile 0-55°, rivestimento ignifugo lavabile e portata massima 120 kg. Made in Italy.