

LETTINO DA VISITA CLASSICO - cromato - beige



LETTINO DA VISITA CLASSICO - cromato - beige

- Struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica.
- Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.
- La parte schienale è inclinabile completamente.
- Dimensione: 180x57xh 73 cm.
- Portata massima: 120 kg.
- Fornito smontato (198x17x64 cm).
- Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
- Rivestimento ignifugo in due sezioni, lavabile, in finta pelle
- Made in Italy.

Il Lettino classico visita cromato beige è un lettino professionale progettato per visite, esami e trattamenti ambulatoriali, indicato per studi medici, ambulatori, centri sanitari e strutture professionali che necessitano di una soluzione robusta, funzionale e semplice da utilizzare.

La struttura è realizzata in acciaio cromato e montata su gambe dotate di piedini in plastica. Questa configurazione garantisce una base solida e stabile durante l'utilizzo, mantenendo al tempo stesso un design essenziale adatto all'arredamento di diversi ambienti sanitari.

Il piano del lettino è suddiviso in due sezioni, entrambe imbottite e rivestite con materiale plastico lavabile. Il rivestimento è inoltre resistente alla fiamma, caratteristica particolarmente importante per un prodotto destinato all'impiego professionale e sottoposto a frequenti operazioni di pulizia.

La sezione destinata allo schienale può essere inclinata completamente, consentendo di modificare la posizione del paziente in base al tipo di visita o trattamento effettuato. Questa regolazione permette di passare dalla posizione distesa a una posizione con busto maggiormente sollevato, aumentando la versatilità del lettino nelle attività quotidiane.

Con dimensioni di circa 180 × 57 × 73 cm, il Lettino classico visita offre una superficie adeguata per le normali procedure ambulatoriali senza richiedere uno spazio eccessivo all'interno dello studio.

La struttura presenta una portata massima di 120 kg ed è fornita smontata, con dimensioni dell'imballo di circa 198 × 17 × 64 cm. Il rivestimento beige conferisce al lettino un aspetto sobrio e professionale, facilmente abbinabile agli arredi tipici di studi e ambulatori.

Il Lettino classico visita cromato beige rappresenta quindi una soluzione pratica per chi cerca un lettino da visita tradizionale, caratterizzato da struttura metallica cromata, schienale regolabile e superficie imbottita facilmente lavabile.

FAQ - Domande Frequenti

Quali sono le dimensioni del Lettino classico visita cromato beige?

Il lettino misura circa 180 cm di lunghezza, 57 cm di larghezza e 73 cm di altezza.

Lo schienale del lettino è regolabile?

Sì. La sezione dello schienale è completamente inclinabile, permettendo di adattare la

posizione del paziente alle diverse esigenze di visita.

Qual è la portata massima del lettino?

Il Lettino classico visita cromato beige presenta una portata massima dichiarata di 120 kg.

Il rivestimento può essere lavato?

Sì. Le due sezioni imbottite sono rivestite in materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma, adatto alle esigenze di pulizia tipiche degli ambienti professionali.

Lettino da visita classico cromato beige con schienale inclinabile, rivestimento lavabile e struttura in acciaio.

Portata 120 kg, ideale per studi medici.