

## **LETTINO CLASSICO VISITA CON FORO - cromato - blu**



## **LETTINO CLASSICO VISITA CON FORO - cromato - blu**

### **LETTINO CLASSICO - cromato - blu - schienale con foro (foro 23x12 cm)**

Struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica.

Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.

La parte schienale è inclinabile completamente.

- Dimensione: 180x57xh 73 cm.
- Portata massima: 120 kg.
- Fornito smontato (198x17x64 cm).
- Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
- Rivestimento ignifugo in due sezioni, lavabile, in finta pelle

- Made in Italy.

Il Lettino Classico Visita con Foro Cromato Blu è una soluzione professionale progettata per ambulatori, studi medici, centri diagnostici e strutture sanitarie che necessitano di un lettino robusto, pratico e confortevole per le visite specialistiche e gli esami clinici.

La struttura è realizzata in acciaio cromato con gambe dotate di piedini in plastica che garantiscono stabilità e resistenza all'utilizzo quotidiano. Il piano è composto da due sezioni imbottite con schiuma ad alta densità e rivestite in materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma, assicurando comfort per il paziente e facilità di pulizia per l'operatore sanitario.

Lo schienale è completamente regolabile e consente di adattare il lettino alle diverse esigenze cliniche. Il pratico foro facciale da 23 x 12 cm rende il lettino particolarmente indicato per visite, trattamenti e procedure che richiedono il posizionamento del paziente in posizione prona.

Con dimensioni di 180 x 57 x 73 cm e una portata massima di 120 kg, il Lettino Classico Visita con Foro Cromato Blu rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l'arredo sanitario professionale. Prodotto realizzato in Italia.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Il lettino è dotato di foro facciale?**

*Sì, dispone di un foro facciale da 23 x 12 cm integrato nello schienale.*

##### **Lo schienale è regolabile?**

*Sì, la sezione dello schienale può essere inclinata per adattarsi alle diverse esigenze di visita.*

##### **Qual è la portata massima del lettino?**

*Il lettino supporta un carico massimo di 120 kg.*

##### **Il rivestimento è lavabile?**

*Sì, il rivestimento in similpelle è facilmente lavabile e resistente all'uso professionale.*

##### **In quali ambienti può essere utilizzato?**

*È ideale per ambulatori, studi medici, centri diagnostici, poliambulatori e strutture sanitarie.*

Lettino Classico Visita con Foro Cromato Blu con schienale regolabile, foro facciale e struttura in acciaio cromato.

Ideale per studi medici, ambulatori e visite specialistiche.