

LETTINO VALIGIA ALLUMINIO



LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO - con foro

Lettino a valigia leggero, pieghevole, due sezioni, con telaio in alluminio.

Doppie gambe centrali per maggiore stabilità e sistema di bloccaggio sulle cerniere.

Testata con foro naso-bocca (foro 23x12 cm).

Imbottito e rivestito in similpelle.

Portata max: 100 kg.

Peso: 13 kg.

Imballo: 94x21,5x66,5 cm

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

Dimensioni: 183x63xh 76 cm

Made in Italy.