

LETTINO A VALIGIA



LETTINO A VALIGIA - nero

Acciaio cromato e gambe pieghevoli.

Rivestimento in finta pelle lavabile.

Imbottitura in resina.

Portata max: 100 kg.

Peso: 16,5 kg

Fornito con borsa di velluto per facilitare il trasporto.

Imballo: 95x18x73,5 cm

Manuale: GB, IT, NL.

Dimensioni lettino:

187,5x64xh 71 cm (aperto)

93x68xh 14 cm (ripiegato)

Spessore materasso 3 cm

Made in Italy.