

LENZUOLINO MONOVELO GOFFRATO 95m x 50cm 6 rotoli



LENZUOLINI PER LETTINI

- Materiale: Cellucotton goffrato
- Colore: bianco
- Strati: 1 strato
- Peso: 30 g/m²
- Lunghezza: 95 m
- Altezza: 50 cm
- Numero fogli: 250
- Strappi: 38 cm
- Rotoli per scatola: 6

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta

di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).