

## **LENZUOLINO 2 VELI - 47,5m x 59 cm 6 rotoli**



### LENZUOLINI PER LETTINI

- Materiale: Cellucotton goffrato
- Colore: bianco
- Strati: 2 strati
- Peso: 2x20 g/m<sup>2</sup>
- Lunghezza: 47,5 m
- Altezza: 59 cm
- Numero fogli: 125
- Strappi: 38 cm
- Rotoli per scatola: 6

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm,

oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).