

LENZUOLINO 2 VELI - 46m x 50 cm 9 rotoli



LENZUOLINI PER LETTINI

- Materiale: Microgoffrato incollato
- Colore: bianco
- Strati: 2 strati
- Peso: 2x18 g/m²
- Lunghezza: 46 m
- Altezza: 50 cm
- Numero fogli: 135
- Strappi: 34 cm
- Rotoli per scatola: 9

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm,

oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).