

## **LENZUOLINO POLITENATO GOFF. - 50m x 50cm conf. 6 pz.**



### LENZUOLINI PER LETTINI

- Materiale: Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene
- Colore: bianco
- Strati: 14 g/m<sup>2</sup> polietilene
- Peso: 26/28 g/m<sup>2</sup>
- Lunghezza: 50 m
- Altezza: 50 cm
- Numero fogli: 132
- Strappi: 38 cm
- Rotoli per scatola: 6

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta

di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).