

LENZUOLINO POLITENATO GOFFRATO - 50m x 60 cm 6 rotoli



LENZUOLINI PER LETTINI

- Materiale: Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene
- Colore: bianco
- Strati: 8 g/m² polietilene
- Peso: 26/28 g/m²
- Lunghezza: 50 m
- Altezza: 60 cm
- Numero fogli: 125
- Strappi: 40 cm
- Rotoli per scatola: 6

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta

di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).