

LETTINO LEGNO



LETTINO VISITA LEGNO - faggio

PORTATA MAX: 200 KG

Lettini confortevoli, ideali per fisioterapia, trattamenti estetici e centri benessere.

Legno di qualità superiore.

Schienale regolabile in 13 posizioni.

Imbottitura resistente in schiuma rivestita con tessuto lavabile.

Disponibile in colore beige.

Misure: 190x70xh 75 cm.

Forniti smontati. Assemblaggio facile con l'apposito attrezzo fornito.

Made in Italy.