

Portarotolo Universale per Lettini Medici e da Visita



Portarotolo Universale per Lettini Medici e da Visita

Pratico supporto universale per rotolo lenzuolini.

Adatto a lettini in metallo con gambe cilindriche (Ø 27-40 mm) o quadrate (25-25 mm x 35-35 mm).

Il Portarotolo è un accessorio professionale progettato per facilitare l'utilizzo dei rotoli di carta medica su lettini da visita, lettini fisioterapici e lettini per trattamenti sanitari. Grazie alla sua struttura robusta e alla compatibilità universale, rappresenta una soluzione pratica per migliorare l'organizzazione e l'igiene negli ambienti sanitari.

Realizzato per essere installato rapidamente sulla struttura del letto, consente di mantenere il rotolo sempre a portata di mano, facilitando la sostituzione del lenzuolino tra

un paziente e l'altro. Questo contribuisce a velocizzare le operazioni quotidiane e a garantire elevati standard igienici.

Il Portarotolo è compatibile con lettini in metallo dotati di gambe cilindriche con diametro compreso tra 27 e 40 mm oppure con gambe quadrate da 25-25 mm fino a 35-35 mm, offrendo un'elevata versatilità di installazione.

Ideale per ambulatori, studi medici, centri fisioterapici, poliambulatori e strutture sanitarie, rappresenta un accessorio indispensabile per ottimizzare l'utilizzo dei lettini professionali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il Portarotolo?

Serve a sostenere il rotolo di carta medica utilizzato sui lettini da visita e da trattamento.

È compatibile con tutti i lettini?

È compatibile con numerosi lettini in metallo dotati di gambe cilindriche o quadrate nelle misure indicate dal produttore.

Può essere installato facilmente?

Sì, il sistema è progettato per un montaggio semplice e rapido.

Per quali ambienti è indicato?

È ideale per studi medici, ambulatori, centri fisioterapici, poliambulatori e strutture sanitarie.

Il prodotto include il rotolo di carta?

No, il prodotto comprende esclusivamente il supporto portarotolo.

Portarotolo universale per lettini medici e da visita.

Compatibile con strutture metalliche a gambe cilindriche o quadrate.

Pratico supporto per rotoli lenzuolini.