

## **LENZUOLINO PUNTA A PUNTA 2 VELI 80m x 59 cm perf. 190 cm conf. 6 rotoli**



### LENZUOLINI PER LETTINI

- Materiale: Microgoffrato incollato
- Colore: bianco
- Strato: 2 strati
- Peso: 2 x 17 g/m<sup>2</sup>
- Lunghezza: 80 m
- Altezza: 59 cm
- Numero fogli: 42
- Strappi: 190 cm
- Rotoli per scatola: 6

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta

di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).