

LENZUOLINO PEDIATRICO PUNTA A PUNTA 2 VELI - 46m x 50 cm 9 rotoli



LENZUOLINO PEDIATRICO PUNTA A PUNTA 2 VELI - 46m x 50 cm 9 rotoli

Il Lenzuolino Pediatrico Punta a Punta 2 Veli è una soluzione pratica, igienica e confortevole per lettini medicali e ambulatoriali dedicati ai più piccoli. Realizzato in morbida carta a 2 veli, garantisce una buona resistenza e un elevato comfort durante visite pediatriche, trattamenti e controlli medici.

La particolare fantasia pediatrica colorata contribuisce a rendere più accogliente l'ambiente sanitario, aiutando a mettere a proprio agio bambini e piccoli pazienti durante la permanenza in studio medico o ambulatorio.

Ogni rotolo misura 46 metri x 50 cm ed è progettato con sistema punta a punta per facilitare lo strappo e l'utilizzo quotidiano. La confezione contiene 9 rotoli, ideale per studi pediatrici, ambulatori, cliniche e centri medici che necessitano di un prodotto pratico e professionale per l'igiene del lettino visita.

Grazie alla struttura a due veli, il lenzuolino offre una buona capacità assorbente e resistenza durante l'utilizzo.

FAQ - Domande e Risposte

Quanti rotoli sono inclusi nella confezione?

La confezione contiene 9 rotoli.

Quali sono le dimensioni del rotolo?

Ogni rotolo misura 46 metri x 50 cm.

Il lenzuolino è adatto ad uso pediatrico?

Sì, è pensato specificamente per ambienti pediatrici grazie alle fantasie dedicate ai bambini.

Il prodotto è a 2 veli?

Sì, il lenzuolino è realizzato in carta a 2 veli.

Dove può essere utilizzato?

È ideale per studi pediatrici, ambulatori, cliniche e centri medici.

Lenzuolino pediatrico punta a punta 2 veli 46m x 50 cm confezione 9 rotoli.

Carta medica per lettini pediatrici con fantasia per bambini.