

LENZUOLINO PUNTA A PUNTA 2 VELI 100m x 50 cm 6 rotoli



LENZUOLINI PER LETTINI

- Materiale: Microgoffrato incollato
- Colore: bianco
- Strato: 2 strati
- Peso: 2 x 17,5 g/m²
- Lunghezza: 100 m
- Altezza: 50 cm
- Numero fogli: 263
- Strappi: 38 cm
- Rotoli per scatola: 6

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta

di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).