

CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo



CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo

Dim.: 60x40xh 81 cm. Peso: 8 kg

In acciaio INOX AISI 304 con maniglia, 2 ripiani con bordi 3,5 cm sui 4 lati.

Portata max per ripiano: 25 kg.

4 ruote piroettanti Ø 80 mm.

Fornito smontato.

Made in Italy.

Il carrello medicazione piccolo è una soluzione pratica e resistente per la gestione e il trasporto di strumenti e materiali sanitari in ambulatori, studi medici e strutture ospedaliere. Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, garantisce elevata igiene, durabilità e facilità di sanificazione, risultando ideale per ambienti sanitari ad alto standard.

Dotato di due ripiani con bordo contenitivo su quattro lati, consente di trasportare in sicurezza farmaci, dispositivi e strumenti senza rischio di caduta. La struttura compatta lo

rende perfetto anche per spazi ridotti, mantenendo comunque un'ottima capacità di carico.

Le quattro ruote piroettanti assicurano una movimentazione fluida e stabile, facilitando gli spostamenti anche in ambienti dinamici. La presenza della maniglia integrata migliora ulteriormente l'ergonomia e il controllo durante l'utilizzo.

FAQ - Domande e Risposte

È adatto per ambienti sanitari?

Sì, l'acciaio inox AISI 304 garantisce igiene e resistenza.

Quanti ripiani ha?

Dispone di 2 ripiani con bordo contenitivo.

È facile da spostare?

Sì, grazie alle 4 ruote piroettanti e alla maniglia.

Quanto peso può sostenere?

Fino a circa 25 kg.

Viene fornito montato?

No, viene fornito smontato per facilitare il trasporto.

Carrello medicazione piccolo in acciaio inox AISI 304 con 2 ripiani e ruote piroettanti. Compatto, resistente e ideale per ambulatori e ospedali.