

CARRELLO ANESTESIA



CARRELLO ANESTESIA INOX

In acciaio inox satinato AISI 304, con 6 cassetti (dimensioni interne 26x37xh 7 cm), un ampio scomparto verticale con serratura e uno spazio aperto. Piano superiore con barriere di 3,5 cm 4 rotelle snodate con Ø 80 mm.

Dimensioni: 60x40xh 110 cm.

Peso: 39 kg.

I cassetti si chiudono automaticamente quando la serratura dello scomparto verticale viene chiusa

Made in Italy.