

CARRELLO NUOVO TRIS



CARRELLO TRIS

Pratico carrello per ECG, unità elettrochirurgiche o altri dispositivi, con 4 rotelle in nylon e 2 maniglie laterali per agevolare lo spostamento.

Dimensioni: 49x37xh 77 cm.

Dimensioni ripiano: 40x30 cm.

Portata totale: 39 kg, max per ripiano 13 kg.

Colore: RAL 9002

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Spedito smontato.

Rotelle piroettanti Ø 50 mm

Made in Italy.