

## **LETTINO VISITA MEDICA - verniciato - verde**



LETTINO VISITA - verniciato bianco - verde

Ideale per studio medico o piccoli ambulatori.

Facile da montare seguendo le istruzioni allegate (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE).

Fornito con materassino.

Composto di due parti: la prima parte fissa di dimensioni: 131x62xh 6 cm e la seconda parte, che si può inclinare e fissare in più posizioni, di dimensioni: 51x62xh 6 cm

Portata massima: 120 kg.

Peso netto: 26,4 kg.

Fornito smontato (173x16x74 cm).

Schienale regolabile da 0° a 55° in diverse posizioni

Rivestimento ignifugo in due sezioni, lavabile, in finta pelle

Made in Italy.