

LETTINO IN LEGNO FIRENZE con foro - ciliegia



LETTINO LEGNO FIRENZE - con foro - ciliegio

PORTATA MAX: 250 KG

Lettini confortevoli, ideali per fisioterapia, trattamenti estetici e centri benessere.

Legno di qualità superiore.

Schienale regolabile in 13 posizioni.

Imbottitura resistente in schiuma rivestita con tessuto lavabile.

Disponibile in colore beige.

Misure: 190x70xh 75 cm.

Portarotolo incluso, può essere appeso dalla parte dei piedi o dalla parte della testa.

Forniti smontati. Assemblaggio facile con l'apposito attrezzo fornito.

Tappo foro naso-bocca incluso.

Made in Italy.