

TAVOLINO SERVILETTO - da letto



TAVOLINO SERVILETTO - vassoio stampato

Telaio costituito da tubi in acciaio cromato.

Vassoio in plastica termoformata antiurto con bordi rialzati e portabottiglia, portabicchiere e portaposate preformati.

Base con 4 rotelle Ø 50 mm.

Dimensioni imballo: 59x22x63 cm.

Fornito in kit.

Dimensioni vassoio: 58x39xh 5 cm

Altezza regolabile: 75 - 114 cm

Base: 70 x 44 cm

Made in Italy.